

MED

KNEE BRACE
KNIEBANDAGE
GENOUILLÈRE
KNEIBRACE
GINOCCHIERA
RODILLERA

PRODUCT INFORMATION



EN • DE • NL • FR • IT
ES • PT • CS • PL • HU
JA • SV • DA • NO • FI

PUSH MED KNEE BRACE

INTRODUCTION

Push med products provide solutions in the case of a disorder or reduced functioning of the locomotor apparatus. Approved by physicians and scientists.

Your new knee brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med knee brace increases knee stability and helps to control pain. This increases physical strength. Mechanical support, adjustable pressure and good position retention constitute the basis of its performance.

Push Med products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and more freedom of movement. To promote satisfied use.

Read the product information carefully before you use the Push med knee brace. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push-brace.com.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med knee brace offers a high level of support and protection to the knee joint.

The knee joint is supported in the medio-lateral direction by means of a mechanical construction consisting of leaf springs and non-elastic connections. This does not obstruct flexion or extension of the knee. The stiffener hinges follow the natural pivoting point of the knee.

The silicone application stimulates the proprioception of the knee joint, to adequately anticipate any imminent trauma.

So-called comfort zones of padded material have been created around vulnerable areas of the knee. A proper anatomical fit and the material and the silicone application contribute to the brace remaining in place during walking. Its small volume enables the brace to be worn underneath clothing without being noticed.

The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibres makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push med knee brace can be washed normally.

INDICATIONS

- Arthrosis with hydröse
- Rheumatoid arthritis with synovitis
- Functional instability after collateral ligament trauma
- Residual instability after collateral ligament trauma
- Late follow-up treatment after ligament surgery

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hypoxia. Avoid applying the brace too tightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or complaints deteriorate, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The knee brace is available in 5 sizes. Place the thigh at an angle of 90° in relation to the lower leg. Then measure the circumference around the narrowest part below the knee joint. The table on the packaging shows the correct brace size for your knee.

A Slide the brace over the knee joint. To do this, hold the brace by the plastic stiffeners and pull it up the leg. Ensure that all the bands are loose.

B Close the bands at the back and front of the thigh. The variation in the length allows you to position the stiffeners so that the brace fits snugly and works perfectly.

C Then close the overlapping bands around the leg.

WASHING INSTRUCTIONS

Before washing, close the Velcro to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30°C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used; after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

To extend the brace's service life, it should be dried after use, if necessary, before being stored.

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist. Please be aware that an ill-fitting brace does not function properly.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before use, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. Save the product information, to be able to reread the fitting instructions later.
- Consult a specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before using for signs of wear or ageing of parts or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- This brace contains rigid elements. If you are in doubt about its suitability in your sport, please contact your governing body.

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Optimale Wirkung kann nur durch Auswahl der richtigen Größe erzielt werden. Probieren Sie die Bandage vor dem Kauf an, um Ihre Größe zu überprüfen. Ihr Fachhändler wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage am besten anprobieren. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, um die Anweisungen zum Anlegen später nachlesen zu können.
- Richten Sie sich an einen Fachmann, wenn das Produkt individuell angepasst werden muss.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihre Push Bandage auf Anzeichen von Verschleiß oder Alterung der Teile oder Nähe. Optimale Leistung Ihrer Push Bandage kann nur gewährleistet werden, wenn sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von NEA International bv, P.O. Box 1558, 6201 BN Maastricht, Netherlands www.push-brace.com

Push® est une gérée enregistrée de NEA International bv, postbus 1558, 6201 BN Maastricht, Nederland www.push-brace.com

Push® è un marchio registrato di NEA International bv, postbus 1558, 6201 BN Maastricht, Paesi Bassi www.push-brace.com

Push® es una marca registrada de NEA International bv, Boîte Postale 1558, 6201 BN Maastricht, Pays-Bas www.push-brace.com

Push® é uma marca registrada pela NEA International, P.O. Box 1558, 6201 BN Maastricht, Holanda www.push-brace.com

PUSH MED KNIEBANDAGE

EINLEITUNG

Push Med Produkte bieten Lösungen bei Funktionsstörung oder Einschränkungen des Bewegungsapparates. Empfohlen von Ärzten und Wissenschaftlern.

Ihre neue Kniebandage ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Kniebandage gewährleistet verbesserte Stabilität und Schmerzlinderung. -- Mechanische Unterstützung, einstellbarer Druck und hohe Stabilität bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit großer Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größere Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenstellenden Verwendung:

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Kniebandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push-brace.com.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihr Push med Kniebrace bietet hohe Unterstützung und Schutz bei der Behandlung oder Vorbeugung von Knieverletzungen.

Das Kniegelenk wird in --medio-laterale Richtung durch eine mechanische Konstruktion unterstützt, die aus Blattfedern und unelastischen Verbindungen besteht. Dies behindert nicht die Flexion oder Extension des Knie. Die Versteifungsgelenke folgen dem natürlichen Schwenkpunkt des Knie.

Der Silikoninset stimuliert die Propriozeption rund um das Kniegelenk, um angemessen einem drohenden Trauma vorzubeugen.

Sogenannte Komfortzonen aus gepolstertem Material wurden um empfindliche Stellen des Knie herum eingebaut. Eine gute anatomische Passform, das Material und der Silikoninset tragen dazu bei, dass die Bandage beim Laufen nicht verrutscht. Aufgrund Ihres kleinen Umfangs kann die Bandage unbemerkt unter der Kleidung getragen werden.

Die Bandage ist mit Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material hergestellt. Die Verwendung von Mikrofaser voelt die binneznacke zacht an und blijft de huid droog. De Push med Kniebandage kann probleemloos gewassen werden.

INDIKATIONEN

- Arthrose mit Hydrosen
- Rheumatische Arthritis mit Synovitis
- Funktional Instabilität after collateral ligament trauma
- Residual Instability after collateral ligament trauma
- Late follow-up treatment after ligament surgery

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Glieder kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam, einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Kniebandage ist vergrößert in 5 Größen erhältlich. Positionieren Sie den Unterschenkel in einem 90°-Winkel zum Oberschenkel. Messen Sie anschließend den Umfang an der engsten Stelle unterhalb des Kniegelenks. Anhand der Tabelle auf der Verpackung bestimmen Sie die korrekte Bandagengröße für Ihr Knie.

A Streifen Sie die Kniebandage über Ihr Kniegelenk. Ziehen Sie dazu die Kniebandage an den Plastikstäben über das Knie. Achten Sie darauf, dass alle Bänder lose sind.

Vergewissern Sie sich, dass der Ring rund um die Knie scheibe anliegt und perfekt sitzt.

B Schließen Sie nun die kreuzweise verlaufenden Bänder unterhalb der Kniegelenke. Die Elastizität der Bänder erlaubt eine optimale Positionierung der Stäbe, so dass die Kniebandage komfortabel sitzt und perfekt funktioniert.

C Schließen Sie nun die Bänder auf der Vorder- und Rückseite oberhalb des Kniegelenks.

WASCHHINWEISE

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

Um die Lebensdauer der Bandage zu verlängern, sollte sie ggfs. vor der Lagerung nach jedem Benutzen getrocknet werden.

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Optimal funktioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before use, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. Save the product information, to be able to reread the fitting instructions later.
- Consult a specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before using for signs of wear or ageing of parts or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- This brace contains rigid elements. If you are in doubt about its suitability in your sport, please contact your governing body.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von NEA International bv, P.O. Box 1558, 6201 BN Maastricht, Nederland www.push-brace.com

Push® est une gérée enregistrée de NEA International bv, postbus 1558, 6201 BN Maastricht, Nederland www.push-brace.com

Push® è un marchio registrato di NEA International bv, postbus 1558, 6201 BN Maastricht, Paesi Bassi www.push-brace.com

Push® es una marca registrada de NEA International bv, Boîte Postale 1558, 6201 BN Maastricht, Pays-Bas www.push-brace.com

Push® é uma marca registrada pela NEA International, P.O. Box 1558, 6201 BN Maastricht, Holanda www.push-brace.com

PUSH MED KNIEBRACE

WOORD VOORAF

Push med producenten bieden oplossingen bij een aandoening of verminderde functie van het bewegingsapparaat. Verantwoord door medici en wetenschappers.

Uw nieuwe kniebandage is een Push med product, dat zich door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Kniebandage garandeert een verbeterde stabilité en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor vergroot. Mechanische steun, instelbare druk en hoge stabiliteit bilden de basis voor de goede werking.

Push med produkten zijn innovatief en worden gemaakt voor u met grote zorg. Dit met het oog op maximale veiligheid en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een goede gebruik.

Lezen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Kniebandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push-brace.com.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihr Push med Kniebrace bietet eine hohe Stabilität und Schutz bei der Behandlung oder Vorbeugung von Knieverletzungen.

Das Kniegelenk wird in --medio-laterale Richtung durch eine mechanische Konstruktion unterstützt, die aus Blattfedern und unelastischen Verbindungen besteht. Dies behindert nicht die Flexion oder Extension des Knie. Die Versteifungsgelenke folgen dem natürlichen Schwenkpunkt des Knie.

Der Silikoninset stimuliert die Propriozeption rund um das Kniegelenk, um angemessen einem drohenden Trauma vorzubeugen.

Sogenannte Komfortzonen aus gepolstertem Material wurden um empfindliche Stellen des Knie herum eingebaut. Eine gute anatomische Passform, das Material und der Silikoninset tragen dazu bei, dass die Bandage beim Laufen nicht verrutscht. Aufgrund Ihres kleinen Umfangs kann die Bandage unbemerkt unter der Kleidung getragen werden.

Die Bandage ist mit Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material hergestellt. Die Verwendung von Mikrofaser voelt die binneznacke zacht an und blijft de huid droog. De Push med Kniebandage kann probleemloos gewassen werden.

INDIKATIONEN

- Arthrose mit Hydrosen
- Arthritische Arthritis mit Synovitis
- Instabilität funktionelle nach Verletzung der Kollateralbänder
- Postoperativ nach Bandrupturen

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Glieder kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam, einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Kniebandage ist vergrößert in 5 Größen erhältlich. Führen Sie die Tabelle auf der Verpackung an, um die korrekte Bandagengröße für Ihr Knie zu bestimmen.

A Streifen Sie die Kniebandage über Ihr Kniegelenk. Ziehen Sie dazu die Kniebandage an den Plastikstäben über das Knie. Achten Sie darauf, dass alle Bänder lose sind.

Vergewissern Sie sich, dass der Ring rund um die Knie scheibe anliegt und perfekt sitzt.

B Schließen Sie nun die kreuzweise verlaufenden Bänder unterhalb der Kniegelenke. Die Elastizität der Bänder erlaubt eine optimale Positionierung der Stäbe, so dass die Kniebandage komfortabel sitzt und perfekt funktioniert.

C Schließen Sie nun die Bänder auf der Vorder- und Rückseite oberhalb des Kniegelenks.

WASCHHINWEISE

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

Um

