

PUSH CARE WRIST BRACE

INTRODUCTION

Push Care products provide solutions when your freedom of movement is restricted by an injury or disorder. Approved by physicians and scientists.

Your new wrist brace is a Push care product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push care wrist brace guarantees pain relief and a sense of greater stability by means of adjustable pressure.

Push care products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and carefree use.

Read the product information carefully before you use the Push care wrist brace. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push-brace.com

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push care wrist brace provides compression around the wrist, improving the sense of stability of the joint. This compression can be adjusted as needed. The wrist joint is not immobilised, leaving you sufficient freedom of movement to carry out activities. The palm of the hand is left free, to allow a proper grip.

So-called comfort zones of padded material have been created around vulnerable areas of the wrist. A proper anatomic fit contribute to the brace remaining in position during movements.

The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibres makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push care wrist brace is easy to apply and can be washed without any problem.

INDICATIONS

- Support for strained wrists
- Slight residual instability
- Slight distortions
- Slight strain complaints in the wrist
- Slight strain complaints in the wrist extensors
- Arthritis of wrist and carpus
- Slight rheumatoid complaints

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too tightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or complaints deteriorate, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The wrist brace is available in 4 sizes. Measure the circumference of the wrist as shown in the illustration on the packaging. The table on the packaging shows the correct brace size for your wrist.

- A The correct fitting sequence is determined by the increasing molecule symbols on the wrist brace.
- Slide the base around the hand until it reaches the thumb.
- Close the first fastening around the wrist.
- B Wrap the long band around the wrist to apply the required compression to the wrist.
- C Close the Velcro band.

WASHING INSTRUCTIONS



Before washing, close the Velcro to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30°C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

To extend the brace's service life, it should be dried after use, if necessary, before being stored.

IMPORTANT

- For use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before purchasing, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. Save the product information, to be able to read the fitting instructions later.
- Consult a specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before using for signs of wear or ageing of parts or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.



Push® is a registered trademark of Nea International bv,
P.O. Box 1558, 6201 BN Maastricht, Netherlands
www.push-brace.com

PUSH CARE HANDGELENKBANDAGE

EINLEITUNG

Push Care Produkte bieten Lösungen bei Einschränkung Ihrer Bewegungsfreiheit durch Verletzung oder Funktionsstörung. Empfohlen von Ärzten und Wissenschaftlern.

Ihre neue Handgelenkbandage ist ein Push Care Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Care Handgelenkbandage gewährleistet Schmerzlinderung und das Gefühl von mehr Stabilität durch einstellbaren Druck.

Push Care Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und sorgenlose Benutzung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Care Handgelenkbandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push-brace.com.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Care Handgelenkbandage sorgt für Druck rund um das Handgelenk und verbessert so das Stabilitätsgefühl –. Dieser Druck kann individuell angepasst werden. Das Handgelenk ist nicht vollständig fixiert, so dass Sie über ausreichende Bewegungsfreiheit verfügen, um Ihren Tätigkeiten nachzugehen. Die Handfläche bleibt frei, um Ihnen das Greifen zu ermöglichen.

Sogenannte Komfortzonen aus gepolstertem Material wurden um empfindliche Stellen des Handgelenks herum eingebaut. Eine gute anatomische Passform trägt dazu bei, dass die Bandage bei Bewegungen nicht verrutscht.

Die Bandage besteht aus Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Care Handgelenkbandage ist leicht anzulegen und kann problemlos gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Halt für überbelastete Handgelenke
- Leichte instabilität résiduelle
- Leichte anhaltende Instabilität
- Leichte Distorsionen
- Leichte Anspannungsbeschwerden im Handgelenk
- Leichte Anspannungsbeschwerden in den Streckmuskeln des Handgelenks
- Arthrose im Handgelenk und Handwurzel
- Leichte Rheumabeschwerden

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Glieder kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.


Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam, einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Handgelenkbandage ist in 4 Größen erhältlich. Messen Sie den Umfang Ihres Handgelenks, wie auf der Packung abgebildet. Anhand der Tabelle auf der Verpackung bestimmen Sie die korrekte Bandagengröße für Ihr Handgelenk.

- A Die korrekte Reihenfolge des Anlegens wird durch die zunehmenden Molekülsymbole auf der Handgelenkbandage festgelegt.
- Streifen Sie die Bandage über Ihre Hand bis zum Daumen. Dabei liegt der schmale Steg zwischen Daumen und Zeigefinger. Verschließen Sie den ersten Verschluss auf der Oberseite des Handgelenks.
- B Wickeln Sie nun das lange Band um das Handgelenk herum, um den erforderlichen Druck auf das Handgelenk zu erzeugen.
- C Schließen Sie den Klettverschluss.

WASCHINWEISE



Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocken).

Um die Lebensdauer der Bandage zu verlängern, sollte sie ggf. vor der Lagerung nach jedem Benutzen getrocknet werden.

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Optimale Wirkung kann nur durch Auswahl der richtigen Größe erzielt werden. Probieren Sie die Bandage vor dem Kauf an, um ihre Größe zu überprüfen. Ihr Fachhändler wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage am besten anprobieren. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, um die Anweisungen zum Anlegen später nachlesen zu können.
- Wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn das Produkt individuell angepasst werden muss.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihre Push Bandage auf Anzeichen von Verschleiß oder Alterung der Teile oder Nähte. Optimale Leistung Ihrer Push Bandage kann nur gewährleistet werden, wenn sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Nea International bv,
P.O. Box 1558, 6201 BN Maastricht, Niederlande
www.push-brace.com

PUSH CARE POLSBRACE

WOORD VOORAF

Push Care producten bieden oplossingen wanneer u door een blessure of aandoening wordt beperkt in uw bewegingsvrijheid. Verantwoord door medici en wetenschappers.

Uw nieuwe polsbrace is een Push care product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push care Polsbrace garandeert pijnverlichting en een verbeterd stabiliteitsgevoel door middel van instelbare druk.

Push Care producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en een zorgeloos gebruik.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push care Polsbrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push-brace.com.

PRODUCEIGENSCHAPPEN

Uw Push care Polsbrace biedt compressie rond het polsgewricht, waardoor het stabiliteitsgevoel in het gewricht wordt verbeterd. Deze compressie kunt u naar eigen behoefte instellen. Het polsgewricht wordt niet geïmmobiliseerd, waardoor u voldoende bewegingsvrijheid behoudt om uw activiteiten uit te voeren. De handpalm is vrijgelaten waardoor een goede grip behouden blijft.

Rond kwetsbare gebieden van de pols zijn zgn. comfortzones aangebracht door middel van gepolstert materiaal. De goede anatomische pasvorm bevordert het positiebehoud van de brace tijdens beweging.

De brace is vervaardigd van Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push care Polsbrace is eenvoudig aan te leggen en kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Ondersteuning bij belastend polsgebruik
- Lichte restinstabiliteit
- Lichte distorsies
- Lichte overbelastingklachten in het polsgewricht
- Arthrose au poignet et au carpe
- Légères douleurs rhumatoïdes
- Lichte overbelastingklachten van de polsensorsoren
- Arthrose van pols en handwortel
- Lichte reumatische klachten

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwung leiden. Leg de brace aanvaankelijk niet te strak aan.


Pijn is altijd een waarschuwingstekken. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De polsbrace is verkrijgbaar in vier maten. Meet de omtrek van de pols zoals aangegeven in de tekening op de verpakking. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste bracemaat behorende bij uw polsometrk.

- A De juiste aanlegvolgorde wordt bepaald door de olopende moleculusymbolen op de brace.
- Schuif de basis om de hand toe dicht aansluit op de duim.
- Sluit de eerste sluiting rond de pols.
- B Wikkel de lange band rondom de pols, zodat de juiste compressie op het polsgewricht wordt geboden.
- C Sluit het klittenband.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30°C, fijne was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht centrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

Voor een lange levensduur is het belangrijk uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stiknaden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.

Push® is een geregistreerde merknaam van Nea International bv,
postbus 1558, 6201 BN Maastricht, Nederland
www.push-brace.com

POIGNET DE MAINTIEN PUSH CARE

INTRODUCTION

Il protodi Push Care offrono valide soluzioni quando la vostra libertà di movimento è limitata da una lesione o da un disturbo. Sono inoltre approvati da medici e ricercatori.

Votre nouveau poignet de maintien est un produit Push care se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le poignet de maintien Push soulage la douleur et offre une sensation de stabilité accrue au moyen d'une pression réglable.

Les produits Push care sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une utilisation sans souci sont ainsi garanties.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser le poignet de maintien Push care. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push-brace.com.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre poignet de maintien Push care exerce une pression autour du poignet, améliorant ainsi la stabilité de l'articulation. Cette pression peut être réglée si nécessaire. L'articulation du poignet n'est pas immobilisée, ce qui vous laisse une liberté de mouvement suffisante pour effectuer vos activités. La paume de la main est libre pour permettre une bonne saisie des objets.

Des bandes de confort en matière rembourrée ont été prévues autour des zones vulnérables du poignet. Un ajustement anatomique approprié fait que le poignet de maintien reste en position quand vous êtes en mouvement.

Le poignet de maintien est fait en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. Le poignet de maintien Push care est facile à appliquer et se lave sans aucun problème.

INDICATIONS

- Support pour poignets foulés
- Sostegno per polsi affaticati
- Leggera instabilità
- Leggere distorsioni
- Leggere distrazioni degli estensori del polso
- Artrosi del polso e del carpo
- Leggeri disturbi dell'artrite reumatoide

Non vi sono disturbi noti che sconsigliano l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare iperemia. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'inizio.


Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i sintomi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

Le poignet de maintien est disponible en quatre tailles. Mesurez la circonférence du poignet comme le montre l'illustration sur l'emballage. Le tableau se trouvant sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre poignet.

- A L'ordre d'ajustage correct est déterminé par les symboles de molécule croissants sur le poignet de maintien.
- Glissez la base autour de la main jusqu'à ce qu'elle atteigne le pouce.
- Fermez la première attache autour du poignet.
- B Enroulez la longue bande autour du poignet pour exercer la pression requise sur celui-ci.
- C Chudete la bande adhésive.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Avant de laver, fermez le Velcro pour protéger le poignet de maintien et tout autre linge.

Le poignet de maintien peut être lavé à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, laissez sécher le poignet de maintien à l'air libre (pas près d'une source de chaleur, ni dans un sèche-linge).

Pour prolonger la durée de vie du poignet de maintien, celui-ci devrait être séché après avoir été utilisé et, au besoin, avant d'être rangé.

IMPORTANT

- L'utilisation appropriée du poignet de maintien Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Son fonctionnement optimal ne peut être obtenu que si vous choisissez la bonne taille. Essayez le poignet de maintien avant de l'acheter afin de vérifier la taille. Le personnel professionnel de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière d'ajuster votre poignet de maintien Push. Conservez les informations de produit afin de pouvoir relire les instructions d'ajustage ultérieurement.
- Consultez un spécialiste si le produit exige une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre poignet de maintien Push avant chaque utilisation afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des pièces ou des coutures. L'efficacité de votre poignet de maintien Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.

Push® est une marque déposée de Nea International bv,
Boîte Postale 1558, 6201 BN Maastricht, Pays-Bas
www.push-brace.com

POLSIERA PUSH CARE

INTRODUZIONE

I protodi Push Care offrono valide soluzioni quando la vostra libertà di movimento è limitata da una lesione o da un disturbo. Sono inoltre approvati da medici e ricercatori.

La nuova muñquera es un producto Push care caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. La polsiera Push Care garantiza sollievo dal dolore e un maggiore senso di stabilità grazie alla pressione regolabile.

I protodi Push Care sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la polsiera Push Care, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande o osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare e-mail a info@push-brace.com.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra polsiera Push Care esercita una compressione intorno al polso, migliorando il senso di stabilità dell'articolazione. Questa compressione può essere regolata, se necessario. L'articolazione del polso non viene immobilizzata, lasciandovi sufficiente libertà di movimento per eseguire le normali attività. Il palmo della mano è libero, per consentirvi una presa corretta.

Attorno alle aree vulnerabili del polso sono state create delle cosiddette "zone di confort" di materiale imbottito. La forma anatomica corretta consente al prodotto di restare in posizione durante i movimenti.

Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibra rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La polsiera Push Care è facile da applicare e può essere lavata senza alcun problema.

APPLICAZIONI

- Supporto per polsieri foulés
- Sostegno per polsi affaticati
- Leggera instabilità
- Leggere distorsioni
- Leggere distrazioni degli estensori del polso
- Artrosi del polso e del carpo
- Leggeri disturbi dell'artrite reumatoide

Non vi sono disturbi noti che sconsigliano l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare iperemia. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'inizio.


Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i sintomi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

COME STABILIRE LE GIUSTE TAGLIE

La polsiera è disponibile in 4 diverse taglie. Misurate la circonferenza del polso, come illustrato nella figura riportata sulla confezione. Nella tabella riportata sulla confezione potrete individuare le dimensioni corrispondenti al vostro polso.

- A La corretta sequenza di applicazione è determinata dai simboli di valore crescente stampigliati sulla polsiera.
- Fate scivolare la base intorno alla mano fino a raggiungere il pollice.
- Chudete la prima chiusura intorno al polso.
- B Avvolgete la cinghia intorno al polso, per applicare la compressione desiderata al polso.
- C Chudete la striscia Velcro.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Prima del lavaggio, chiudete la striscia Velcro per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30°C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggio.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

Per prolungare la durata del prodotto vi consigliamo di asciugarlo dopo l'uso, se necessario, prima di conservarlo.

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito soltanto se si sceglie la misura giusta. Provate il prodotto prima di acquistarlo, per controllare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita vi spiegherà in che modo indossare al meglio il prodotto Push. Conservate le informazioni sul prodotto, così da poterle consultare in seguito.
- Consultate uno specialista nel caso in cui il prodotto dovesse essere adattato alla vostra persona.
- Prima di usare il prodotto Push controllate sempre che non presentî segni di usura o un invecchiamento di parti o cuciture. Le prestazioni ottimali del prodotto Push possono essere garantite solo se il prodotto è completamente integro.

Push® è un marchio registrato di Nea International bv,
Casella Postale 1558, 6201 BN Maastricht, Paesi Bassi
www.push-brace.com

MUÑEQUERA PUSH CARE

INTRODUCCIÓN

Los productos Push care aportan soluciones allí en donde se ve restringida la libertad de movimientos debido a lesiones o traumatismos. Están recomendados por médicos y científicos.

La nueva muñequera es un producto Push care caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. Garantiza un alivio del dolor y una sensación de mayor estabilidad gracias a la presión ajustable.

Los productos Push care son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmerado cuidado. Esto asegura el máximo de seguridad y un fácil uso.

Antes de usar la muñequera Push care, lea cuidadosamente la información del producto. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push-brace.com.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La muñequera Push care proporciona una compresión alrededor de la muñeca que mejora la sensación de estabilidad de la articulación. Esta compresión se puede ajustar según se precise. La articulación de la muñeca no queda inmovilizada, dejándole suficiente libertad de movimiento para desarrollar sus actividades normales. La palma de la mano queda libre para que pueda coger cosas.

Alrededor de los puntos vulnerables de la muñeca se han creado zonas blandas de material acolchado. Un correcto ajuste anatómico contribuye a que la muñequera se mantenga en su posición mientras se realizan movimientos.

La muñequera está hecha de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación suave y mantiene la piel seca. La muñequera Push care es fácil de aplicar y se puede lavar sin problemas.

INDICACIONES

- Ayuda para las distensiones de muñeca.
- Inestabilidad residual leve.
- Distorsiones leves.
- Dolencias leves por distensiones en la muñeca.
- Dolencias leves por distensiones en los extensores de la muñeca.
- Artritis en la muñeca y el carpo.
- Dolencias reumatoides leves.

Não há desconos trastornos que impidan el uso de la muñequera. En caso de problemas de circulación en los miembros, la muñequera puede provocar hiperemia. Evite colocársela excesivamente apretada al principio.


El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa, es aconsejable consultar con el médico o el fisioterapeuta.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO / AJUSTE

La muñequera se encuentra disponible en 4 tallas. Mida la circunferencia de la muñeca como se muestra en la ilustración. El cuadro que viene en el envoltorio muestra la talla correcta de la muñequera para su muñeca.

- A El orden de colocación correcta se establece por el aumento de los símbolos moleculares en la muñequera.
- Deslice la base alrededor de la mano hasta llegar al dedo pulgar.
- Cierre la primera fijación alrededor de la muñeca.
- B Enrosque la cinta larga alrededor de la muñeca para ejercer la compresión necesaria sobre la misma.
- C Cierre la cinta de velcro.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Antes de proceder con su lavado, cierre el velcro para proteger la muñequera.

Se puede lavar a una temperatura de hasta 30 °C en un programa de tejidos delicados o a mano. No emplee nunca agentes blanqueadores.

Puede ser usado un ciclo de centrifugación moderado: en seguida, pendure a ligadura para secar ao ar livre (não nas proximidades de uma fonte de calor nem num secador).

Para alargar su vida útil, deberá secarse después de su uso y antes de guardarla.

IMPORTANTE

PUSH保護手首サポーター

はじめに

Push 保護製品は、動作の自由が私たちが最も障害によって制限される場合の解決策を提供します。これは医師と科学者により承認されています。

新しい保護手首サポーターの**Push** 保護製品は、高水準の機能と快適性と品質を特色としています。**Push**保護手首サポーターは、可調圧力をもって鎮痛とより大きな安定性の感覚を保証します。

Push 保護製品は、革新的なユーザのための大きな配慮をして製造されており、これにより最大で安全と心配のない使用が確保になります。

Push保護手首サポーターを使う際には、製品情報をよく読んでください。ご質問の場合には、販売店にお問い合わせいただくか、**info@push-brace.com**へ電子メールでご連絡ください。

製品特徴

この**Push**保護手首は手首の回りに加圧を施し、関節の安定感を改善します。この加圧は、必要に応じて調節することができます。手首の関節は固定されません。ユーザが活動するため十分な動作の自由を残します。また、手掌の適切なグリップは保持されます。

パッド材を入れたいわゆる柔らかい部分は、手首の弱い部分のまわりを取り囲みます。解剖学的な整合性は、動作時に適所にありサポーターを助けます。

サポーターは、高品質で快適な材料である**Sympress™**でできています。マイクロ繊維の使用で内部は柔らかい感じと皮膚の蒸れを防ぎます。**Push**保護手首ブレスは、使用が簡単で問題なしに洗濯することができます。

効能

- 痛めた手首のための担体
- 軽い現存性の不安定性
- 軽い捻挫
- 手首の軽い挫傷病訴
- 手首伸筋の軽い挫傷病訴
- 手首と手根の関節痛
- 軽いリウマチ様病訴

サポーターを着けることができないか、着けるべきではないと言う障害のケースはありません。四肢の血液循環がよくない場合、サポーターは充血を引き起こす場合があります。始めは、サポーターをあまりきつく適用することを避けてください。

痛みは常に警告の徴候です。痛みが持続するか病訴が悪化する場合には、医師または理学療法士と相談されることをおすすめします。

サイズ・整合の決定

手首サポーターには、4つのサイズがあります。

パッケージに表示された具体例のようにして手首の周囲を測ってください。

パッケージに表示された表は、あなたに合うサポーターのサイズの参考になります。

- 正しい締め具合は、サポーターの分子シンボルの増加度合いで決まります。サポーターを手のまわりで親指に届くまですべらせてください。最初の留め具を手首のまわりで閉じます。

- 手首を長いバンドで巻き、必要と思われる力を手首に加えて、ベルトロ・バンドを閉じます。(C)

洗たくに関して

- 🧺

🧼

🧻

🚿

👕

👖

洗たくの前に、サポーターと他の洗濯物を保護するために、ベルトクロを閉じてください。

サポーターは、>30度Cの温度の洗濯機で 注意が必要な繊維サイクルまたは手で洗濯することができます。漂白剤は使用しないでください。ゆるやかな回転乾燥サイクルは使うことができます。その後、サポーターを大気中に掛け（熱源の近くや回転乾燥機以外で）乾かしてください。サポーターの使用を長持ちさせるため、必要に応じて使用後は保管前に乾燥するようにしてください。

重要

- Push**サポーターの適正使用には、医師または理学療法士による診断を必要とする場合があります。
- 最適な機能は、正しいサイズを選ぶことよってのみ引出すことができます。購買の前に、そのサイズをチェックするために、サポーターのフィット具合を試してみてください。販売店の専門家が**Push**サポーターを合わせるためのベストの方法をご説明します。中で合わせる際に指示書を再読するために、製品情報を保存しておいてください。
- 製品につき個々の整合が必要な場合には、専門家にご相談ください。
- Push**サポーターを使う前には、損耗や部品または縫い目のほころび等の徴候をチェックしてください。**Push**サポーターの最適な機能は、製品が完全に無傷である場合にのみ保証することができます。

| |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Push®は、オランダのNea International bv 社、 |
| P.O. Box 1558, 6201 BN Maastricht, Netherlandsの商標登録です。 <p>www.push-brace.com</p> |
| <p>1 1039-10 1 / 01</p> |

ČESKY

ZÁPĚSTNÍ BANDÁŽ PUSH CARE

ÚVOD

Výrobky Push care představují řešení tam, kde je volnost tělesného pohybu v důsledku úrazu nebo poruchy omezená. Schvábují je lékaři i vědci.

Vše nová zápěstní bandáž je výrobkem Push care, který je charakterizován vysokou efektivitostí, pohodlností a kvalitou. Zápěstní bandáž Push care určuje díky nastavitelnému tlaku úlevu od bolesti a pocit větší stability.

Výrobek Push care je při jejich vývobě věnována nejvyšší péče a mají moderní konstrukci. Tím je zajištěna jejich maximální bezpečnost a lze je nosit zcela bez obav.

Před použitím zápěstní bandáže Push care si dolejte prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: **info@push-brace.com**.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Zápěstní bandáž Push care vyvíjí tlak kolem vašeho zápěstí, čímž zvyšuje pocit stability v kloubu. Tlak je možno podle potřeby upravovat. Zápěstní kloub není imobilizován, je v něm dostatečně volný pohyb a provozování všech činností. Dlah je ponechána volná, čímž je umožněn správný úchop.

Kolem zraněných míst v zápěstí byly vytvořeny tzv. zóny pohodlnosti podložního materiálu. K tomu, že bandáž zůstává během pohybu ve své poloze, přispívá správné volené anatomické tvorování.

Je vyrobena z vysoké kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlákna, je materiál uvnitř měkký a udržuje pokožku suchou. Zápěstní bandáž Push care se snadno nasazuje a lze ji bez problémů práť.

INDIKACE

- Podpora namoženého zápěstí
- Mírná reziduální nestabilita
- Mírné distorze
- Mírné námahové obtíže v zápěstí
- Mírné námahové obtíže zápěstních extenzorů
- Artróza zápěstí a karpu
- Mírné revmatoidní obtíže

Není známa žádná porucha, při které by se bandáž nedala nebo nesměla nosit.

V případě krvácaní může bandáž způsobovat hyperémii (překrvení). Zpočátku dávajte pozor, abyste bandáž příliš neutahovali.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtíže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

STANOVENÍ SPRÁVNÉ VELIKOSTI / NASAZOVÁNÍ

Zápěstní výztuha se dodává ve 4 velikostech. Podle obrázku na obalu si změřte obvod zápěstí. Správnou velikost výtuhy pro svou ruku odčítete v tabulce na obalu.

- Správné pořadí při nasazování ukazují na výztuze vzrůstající symboly molekul. Podkládá posouváte kolem ruky, dokud nedosáhne palce. Zapněte první zapínání kolem zápěstí.

- Pomocí neelastického pásu nastavte požadovaný tlak kolem zápěstí Ovířte si dlouhý pás kolem zápěstí na požadovanou kompresi a zapněte suchý zip. (C)

PRANÍ

- 🧺

🧼

🧻

🚿

👕

👖

Před praním k ochraně bandáže i ostatního prádla uzavřete suchý zip.

Bandáž se dá práť při teplotách do 30°C v režimu jemných tkanin nebo v ruce. Bělici připravky nepoužívejte.

Lze použít i Jenné odstředování. Potom nechte bandáž uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdroje tepla; rovněž ji nedávejte do bubnové sušičky).

Aby vám bandáž dlouho vydržela, nechte ji po použití před uložením vyschnout, pokud je navlhá.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Ke správnému používání bandáže Push může být zapotřebí, aby lékař nebo terapeut nejprve stanovil diagnózu.
- Bandáž může fungovat optimálně pouze tehdy, vyberete-li si správnou velikost. Před koupi si bandáž vyzkoušejte, abyste si ověřili, že jste si vybrali správnou velikost. Jak se bandáž Push správně nasazuje, vám vysvětlí prodejní personál. Informace o výrobku si uschovejte, abyste se k návodu mohli později vrátit.
- Pokud výrobek vyžaduje individuální úpravu, poradte se s odborníkem.
- Než si bandáž Push nasadíte, vždy si ji prokličněte, abyste vás postiheli případné známky opotřebení nebo stárnutí součástí nebo švů. Optimální funkci lze u bandáže Push zaručit jen tehdy, je-li výrobek zcela neporušený.

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Push® je registrovaná známka společnosti Nea International bv, <p>P.O. Box 1558, 6201 BN Maastricht, Nizozemí</p> <p>www.push-brace.com</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ORTOPEDYCZNA OPASKA OCHRONNA NADGARSTKA

WSTĘP

Produkty ochronne stanowią jedno z rozwiązań problemów związanych z przewlekłymi bólami pourazowymi. Stanowią zabezpieczenie przed urazami u osób bardzo aktywnych. Są uznawane zarówno przez lekarzy jak i pacjentów.

Opaska ochronna nadgarstka jest ochronnym produktem uciskowym, charakteryzującym się wysoką skutecznością, jakością oraz dającą pełny komfort. Opaska ta dzięki regulowanemu naciskowi zapewnia większą stabilność zabezpieczając przed urazami.

Uciskowe produkty ochronne wytwarza się z ogromną dokładnością. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, opaska zapewnia swobodę ruchów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Przed użyciem opaski należy uważnie przeczytać informację dotyczącą tego produktu. Wszelkie zapytania proszę kierować do sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: **info@push-brace.com**

OPIS PRODUKTU

Opaska opaska zapewnia stabilność stawu poprzez zwiększenie nacisku. Nacisk może być regulowany w miarę potrzeb. Nadgarstek nie jest całkowicie unieruchomiony. Orzeza pozostawia wystarczającą swobodę ruchów pozwalającą na wykonywanie różnych czynności. Aby umożliwić chwytanie przedmiotów, spodnia części dłoni pozostaje niekierpowana.

W szczególnie wrażliwych miejscach nadgarstka znajdują się wykonane z miękkiego materiału tzw. elementy zwiększające wygodę. Odpowiednie anatomiczne dopasowanie zapewnia pozostanie opaski na właściwym miejscu nawet podczas intensywnej pracy.

Opaska została wykonana z tworzywa wysokiej jakości o nazwie Sympress™. Zastosowanie mikro-włókien sprawia, że wewnętrzna jej strona jest miękka i skóra pod nią nie poci się. Opaska jest łatwa w użyciu. Można ją prać.

WSKAZANIA

- Profilaktyka przecięcia i urazowa
- Wzmocnienie nadwężzonego nadgarstka
- Nieznaczna utrwalona niestabilność
- Choroba zwyrodnieniowa nadgarstka
- Zaburzenia neurologiczne

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fennállása esetén a rögzítő nem lehet vagy nem ajánlott viselni. Csökkent vérellátású végtagok esetében a rögzítő biztonságát okozhat. Kezdetben ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

Ból zavaszta onstovő figyelmeztetés. In przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych lub ich nasilenia należy zgłosić się do lekarza lub rehabilitanta.

WYBÓR ROZMIARU/DOPASOWANIE

Opaska na nadgarstek dostępna jest w 4 rozmiarach. Zmierzyć obwód nadgarstka, w sposób pokazany na ilustracji na opakowaniu. Właściwy rozmiar opaski znaleźć można w tabeli na opakowaniu.

- Właściwa kolejność zakładania określona jest przez różnące oznaczenia na opasce. Nasunąć podstawę opaski na rękę, aż dojdzie do kciuka.

Zapiąć pierwsze mocowanie dookoła nadgarstka.

- Owinąć długi pasek wokół nadgarstka, aby odpowiednio docisnąć opaskę i zapiąć pasek rzepa Velcro. (C)

KONSERWACJA

- 🧺

🧼

🧻

🚿

👕

👖

W celu zabezpieczenia ortezy podczas prania, należy pozapinać „rzepy” i umieścić ortezę w bawełnianym woreczku. Prac w temperaturze nie przekraczającej 30°C w pralce lub ręcznie. Nie należy używać środków wybielających. Można zastosować delikatne odżywianie. Po upraniu produkt należy suszyć na wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki lub w pobliżu grzejnika).

UWAGA

- Właściwe korzystanie z ortezy może wymagać porady lekarza lub rehabilitanta.
- Optymalne funkcjonowanie ortezy można uzyskać tylko w przypadku odpowiedniego dobrania rozmiaru. W związku z tym przed zakupem należy upewnić się, czy rozmiar jest właściwy. W razie wątpliwości o radę należy spytać sprzedawcę
- W przypadku, gdy niezbędne jest indywidualne dopasowanie produktu, należy skontaktować się ze specjalistą.
- Każde użycie ortezy powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie pojawiły się przetrzacia elementów ortezy lub jej szwów. Jedynie nieuszkodzony produkt daje gwarancję optymalnego działania.

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Push® je zarejestrowaná marká firmy Nea International bv, <p>P.O. Box 1558, 6201 BN Maastricht, The Netherlands</p> <p>www.push-brace.com</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PUSH CARE CSUKLŐRÖGZÍTŐ BEVEZETÉS

A Push care termék megoldást kínál nek, ha az Ön mozgásának szabadságát egy sérülés vagy rendellenesség korlátozza. A védőpántok onosok és tudósok jóváhagyásával készülnek.

Az Ön új csuklórögzítője egy olyan Push care termék, melyet magas szintű hatékonyság, kényelem és minőség jellemez. A Push care csuklórögzítő fájdalomszökkenést, valamint az állítható nyomás révén nagyobb stabilitást biztosít.

A Push care termékék újítást hoznak, és a legnagyobb gondossággal készültek az Ön részére. Ez elősegíti a legnagyobb biztonságot és a gondtalan használatot.

A Push care csuklórögzítő használatá előtt gondosan olvassa el a termékútjékoztatót. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük forduljon Ön viszonteladójához, vagy küldjön e-mail-t az **info@push-brace.com** internet címre.

TERMÉK ISMERTETŐJEGYEK

Az Ön Push care csuklórögzítője kompresszió biztosít a csukló körül, megnövelve az ízület stabilitásának érzését. A kompresszió beállítható a kívánt mértékre. A csuklóüzlet nincs immobilizálva, elegendő mozgásszabadságot hagyva Önnek a tevékenységék elvégzéshez. A tenyer é szabadon van hagyva, ezáltal lehetővé válik a megfelelő fogás.

Kipárnázott anyagból úgynevezett komfort zónákat alakítottunk ki a csukló sérülékeny területék körül. A pontos anatómiai illeszkedés hozzájárul ahhoz, hogy a rókvar stódet på plats når du rör på dig.

Stóten är tillverkat av Sympress™ - ett komfortabelt material av hög kvalitet. De mikrofibrer som används ger en mjuk innersida och håller dessutom huden torr.

A Push care csuklórögzítő könnyű használni, és minden probléma nélkül mosható.

JAVALLATOK

- A megerősített csukló támasztása
- Enyhe visszamaradott instabilitás
- Enyhe rándulások
- Enyhe megerősítéses panaszok a csuklóban
- Enyhe megerősítéses panaszok a csuklóészékben
- Artrózis a csuklóban és a kéz tében
- Enyhe reumás panaszok

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fennállása esetén a rögzítő nem lehet vagy nem ajánlott viselni. Csökkent vérellátású végtagok esetében a rögzítő biztonságát okozhat. Kezdetben ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelmeztető jel. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlott felkeresnie kezelőorvosát.

A MÉRET MEGHATÁROZÁSA / ILLESZKEDÉS

A csuklórögzítő 4 méretben kapható. Mérje meg a csukló körfogátát, amit azt a csomagon lévő ábra mutatja. A dobozon lévő címke mutatja az Ön csuklójának megfelelő rögzítő méretét.

- A megfelelő illeszkedési sorozat növekvő jellekkel van meghatározva a csukló rögzítőn. Skjut underdelen över handen tills stódet fastnar i tumvecket.

Húzza a rögzítőt a kézre, míg az el nem éri a hüvelykujjat.

Rögzítse az első pántot a csukló körül.

- Tekerje körbe a hosszú pántot a csukló körül, melyel megfelelően rögzíti a csuklót, majd rögzítse a Velcro pántot. (C)

TISZTÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

- 🧺

🧼

🧻

🚿

👕

👖

Mosás előtt zárja a tépőzárat, hogy védje a rögzítőt és a többi szernyest.

A rögzítő 30°C-ig mosható, látgy texti programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt.

Egy óvatos centrifuga programot használhat: ezután akassa fel a rögzítőt hogy megszáradjon a szabad levegőn (ne hőforrás közelében vagy szárítógépben).

A rögzítő élettartamának megnövelése érdekében – amennyiben szükséges- szartsa meg hasznátnát után, mielőtt elrakná.

FONTOS

- A Push rögzítő megfelelő használatához orvos kórisméje szükséges.
- A legkedvezőbb működést csak a megfelelő méret kiválasztása esetén érheti el. Viselésén előtt próbálja fel a rögzítőt, hogy ellenőrizze a méretét. Az Ön viszonteladójának szakértő személyzete segít Önnek kiválasztani a megfelelő méretű Push rögzítőt. Őrtíze meg a termék-tájékoztatót, hogy a megfelelő előírásokat később újra elolvashassa.
- Keresse fel a szakembert, ha a termék egyéni átalakítást igényel.
- Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze az Ön Push rögzítőjét, hogy nem látszanak-e elhordás, vagy előredeges jelei az alkotórészekben vagy a varrásokon. Az Ön Push rögzítője csak akkor tudja a legkedvezőbb teljesítményt nyújtani, ha a termék teljesen sértelen.

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Á Push® je Nea International bv regisztrált védjegyé, <p>P.O. BOX 1558, 6201 BN Maastricht, Hollandia</p> <p>www.push-brace.com</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PUSH CARE-HANDLEDSSTÖD

INLEDNING

Push care-produkterna tillgodoser dina problem när din rörelsefrihet är begränsad efter en olycka eller en rubbning. Godkända av läkare och vetenskapmän.

Ditt nya handledsstöde är et Push care-produkt. Karakteristiskt för Push care-produkterna är högrgradig effektivitet, komfort och kvalitet. Push care-handledsstödet garanterar smärtlindring och en känsla av ökad stabilitet genom att trycket kan ökas eller minskas.

A Push care-produkterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Det säkertställer maximal säkerhet och bekymmerslös användning.

Läs produktinfomationen nog innan du använder ditt Push care-handledsstöd. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till **info@push-brace.com** om du undrar över någonting.

PRODUKTKARAKTERISTIKA

Ditt handledsstöd anbringat ett tryck kring handleden som ger dig en ökad känsla av stabilitet i ledet. Du kan ställa in trycket efter behov. Handleden blir inte fixerad utan du har tillräcklig rörlighet kvar för att kunna utföra dina vanliga sysslor. Handflatan är helt fri så att du kan gripa ordentligt om saker.

Så kallade komfortzoner, med dämpande material, har byggts upp kring de känsligaste delarna av handleden. Korrekt anatomisk passform bidrar till att hålla kvar stödet på plats när du rör på dig.

Stöten är tillverkat av Sympress™ - ett komfortabelt material av hög kvalitet. De mikrofibrer som används ger en mjuk innersida och håller dessutom huden torr.

Push care-handledsstödet är enkelt att sätta på sig och lätt att tvätta.

INDIKATIONER

- Stöd för sträckta handleder
- Begränsad restinstabilitet
- Smärre snedvridningar
- Begränsade sträckningsproblem i handleden
- Begränsade belastningsproblem i handledsensstreckmuskler
- Handleds- och handovsartros
- Begränsade reumatoida problem

Det finns ingen kända sjukdommer för vilka stödet inte ska eller bör användas. Vid dålig blodcirkulation i lemarna kan ett stöd ge upphov till hyperemi. Undvik att ha stödet för hårt spånt i början.

Smärta är alltid en varningssignal. Om smärtan inte går över, eller problemen förvärras, bör du kontakta din läkare eller terapeut.

BESTÄMMA STORLEK/PASSFORM

Handledsstödet finns i fyra olika storlekar. Mät handledens omkrets. Se illustrationen på förpackningen. Välj ett stöd av rätt storlek med hjälp av tabellen på förpackningen.

- Rätt påtagningsskevens framgår av de små symbolerna på handledsstödet. Skjut underdelen över handen tills stödet fastnar i tumvecket.

Förslut det första fästet runt handleden.

- Linda det långa bandet runt handleden för att anbringa rätt tryck mot handleden och stäng sedan kardborrbandet upptill. (C)

TVÄTTANVISNINGAR

- 🧺

🧼

🧻

🚿

👕

👖

Släng kardborrbandsförlutningen innan du tvättar stödet för att skydda både det och den övriga tvätten.

Stöten kan tvättas vid temperatur på upp till 30 °C – antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Använd inte blekmedel.

Lättare centrifugering är OK. Häng sedan stödet på tork – helst utomhus (häng det inte nära en värmekälla och torka det inte i en torktumlare).

Stödet håller längre om man alltid låter det torka efter användning innan man lägger undan det.

VIKTIGT

- Korrekt användning av Pushstödet kan kräva diagnos av en läkare eller terapeut.
- Storleken måste vara korrekt för optimal funktion. Prova stödet innan du köper det – så att storleken blir rätt. Den professionella personalen i butiken visar dig hur du anvisar sätter på dig ditt Pushstöd. Spar produktinformationen så att du kan läsa tillämpningsföreläsningarna på nytt vid ett senare tillfälle om du vill.
- Ta kontakt med en specialist om produkten behöver individuell anpassning.
- Kontrollera Pushstödet varje gång du ska använda det med avseende på eventuella tecken på slitage eller förändring av delar eller sömmar. Det är bara om Pushstödet är i helt felfritt skick som du får optimala prestanda.

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Push® är ett registrerat varumärke av Nea International bv, Maastricht, <p>P.O. Box 1558, 6201 BN Maastricht, Holland</p> <p>www.push-brace.com</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PUSH CARE-HÅNDELDSSSTØTTE

INLEDNING

Push care-produkter tilbyder løsninger, når din bevægelsesfrihed er begrænset af en skade eller en lidelse. Godkendt af læger og forskere.

Din nye håndledsstøtte er et Push care-produkt, der er kendetegnet ved et højt effektivitets-, komfort- og kvalitetsniveau. Med Push care-håndledsstøtten er du garanteret smertelindring og en større følelse af stabilitet ved hjælp af justerbart tryk.

Push care-produkter er nyskabende og fremstilles med stor omhu. Herved garanteres maksimal sikkerhed og problemfri brug.

Læs produktinfomationen grundigt, før du bruger Push care-håndledsstøtten. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte forhandleren eller sende en e-mail til **info@push-brace.com**, hvis du har spørgsmål.

PRODUKTBESKR