

## PUSH CARE BACK BRACE

### INTRODUCTION

Push care products provide effective solutions when your freedom of movement is restricted by an injury or disorder. Approved by physicians and scientists.

Your new back brace is a Push Care product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push care back brace guarantees pain relief by supporting the lumbar vertebral column.

Push care products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and carefree use.

Read the product information carefully before you use the Push care back brace. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

### PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push care back brace offer relief for lower-back complaints by evenly distributed compression. A soft, comfortable pad applies additional pressure locally on the lower back. This pad can be moved.

Because of its design and the materials used, the brace is comfortable to wear during standing or sitting activities, both at home and at work. Its anatomical fit is suitable for both men and women, and guarantees good position retention.

The close body-fit of the brace renders it invisible underneath your clothes. Compression can be adjusted easily to suit your preferences. The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibras makes the back part feel soft and keeps the skin dry. The Push care back brace is easy to apply and can be washed without any problem.

### INDICATIONS

- Chronic non-specific lower-back complaints
- For back-straining activities (secondary prevention)
- Pseudoradicular complaints (sciatica)

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. Avoid applying the brace too tightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or the complaint deteriorates, it is advisable to consult your doctor or therapist.

### DETERMINING SIZE / FITTING

The back brace is available in 6 sizes. The size is determined by the circumference of the waist. The table on the packaging shows the correct brace size for your waist.

- ❶ Wear the back brace against the skin or over your undergarments. Please ensure that the brace is positioned in the centre of the vertebral column at the level of the lower back. The bottom of the brace covers the hips.
- ❷ Hold the brace at the bottom and close the Velcro strip. In doing so, tension the elastic material. After fitting, the brace should apply a comfortable pressure. If the pressure experienced is too tight, the brace should be slackened. You may also use the grips to close the brace.

### WASHING INSTRUCTIONS



Before washing, close the Velcro to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30 °C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (**not** near a heating source or in a tumble drier). The pad needs to be replaced with the point facing up ❸.

To extend the brace's service life, it should be dried after use, if necessary, before being stored.

### IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before use, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. Save the product information, to be able to reread the fitting instructions later.
- Consult a specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before using for signs of wear or ageing of parts or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.

## PUSH CARE LUMBALBANDAGE

### EINLEITUNG

Push Care Produkte bieten wirksame Lösungen an, wenn Ihre Bewegungsfreiheit durch eine Verletzung oder eine Funktionsstörung eingeschränkt ist. Empfohlen von Ärzten und Wissenschaftlern.

Ihre neue Lumbalbandage ist ein Push Care Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Care Lumbalbandage gewährleistet Schmerzlinderung durch Unterstützung der Lendenwirbelsäule.

Push Care Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und sorgeneos Benutzun.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen durch bevor Sie die Push Care Lumbalbandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Care Lumbalbandage lindert die Schmerzen im unteren Rückenbereich durch gleichmäßig verteilte Kompression. Eine sanfte, komfortable Pelotte bietet zusätzlichen lokalen Druck auf den unteren Rückenbereich. Diese Pelotte kann entfernt werden.

Die Bandage ist durch ihr Design und dem verwendeten Material bei sitzender oder stehender Tätigkeit sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit angenehm zu tragen. Ihre anatomische Passform ist sowohl für Männer als auch Frauen geeignet und gewährleistet eine hohe Stabilität. Die engliegende Passform der Bandage macht sie unter der Kleidung unsichtbar. Die Kompression lässt sich individuell anpassen. Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochwertigen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofaser sorgt für einen weichen Rückenteil und hält die Haut trocken. Die Push Care Lumbalbandage ist leicht anzubringen und kann problemlos gewaschen werden.

### INDIKATIONEN

- Chronische, nichtspezifische Schmerzen im unteren Rückenbereich
- Bei rückenbeanspruchenden Tätigkeiten (sekundäre Prävention)
- Pseudoradikuläre Beschwerden (Ischias)

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

### ANMESSEN/ANLEGEN

Die Lumbalbandage ist in 6 Größen erhältlich. Die Größe wird anhand des Taillenumfangs festgestellt. Die Tabelle auf der Verpackung zeigt die richtige Größe für Ihre Taille an.

- ❶ Tragen Sie die Lumbalbandage direkt auf der Haut oder über Ihrer Unterwäsche. Vergewissern Sie sich, dass die Bandage in der Mitte der Wirbelsäule auf Höhe des unteren Rückenbereichs sitzt. Der untere Teil der Bandage liegt auf den Hüften auf.
- ❷ Halten Sie die Bandage unten fest und schließen Sie den Klettverschluss. Spannen Sie dabei das elastische Material. Die Bandage sollte, wenn sie angelegt ist, einen angenehmen Druck erzeugen. Wenn der ausgeübte Druck zu fest ist, sollte die Bandage gelockert werden. Verwenden Sie die Griffle, um die Bandage zu schließen.

### WASCHHINWEISE



Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30 °C im Schonwaschgang gewaschen oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (**nicht** in der Nähe von Heizquellen oder im Wäscheschrank trocknen). Die Pelotte ist mit der Spitze nach oben wieder einzusetzen ❸.

Um die Lebensdauer der Bandage zu verlängern, sollte sie ggf. vor der Lagerung nach jedem Benutzen getrocknet werden.

### WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Optimale Wirkung kann nur durch Auswahl der richtigen Größe erzielt werden. Probieren Sie die Bandage vor dem Kauf an, um ihre Größe zu überprüfen. Ihr Fachhändler wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage am besten anprobieren. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, um die Anweisungen zum Anlegen später nachlesen zu können.
- Wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn das Produkt individuell angepasst werden muss.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihre Push Bandage auf Anzeichen von Verschleiß oder Alterung der Teile oder Nähte. Optimale Leistung Ihrer Push Bandage kann nur gewährleistet werden, wenn sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.

## PUSH CARE RUGBRACE

### WOORD VOORAF

Push care producten bieden oplossingen wanneer u door een blessure of aandoening wordt beperkt in uw bewegingsvrijheid. Verantwoord door medici en wetenschappers.

Uw nieuwe rugbrace is een Push care product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push care Rugbrace garandeert pijnverlichting door het ondersteunen van de lumbale wervelkolom.

Push care producten zijn innovatief en worden met zorg voo r gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en een zorgeloos gebruik.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push care Rugbrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uw Push care Rugbrace biedt door een gelijkmatig verdeelde compressie verlichting bij lage rugklachten. Lokaal op de onderrug zorgt een zachte, comfortabele pelote voor extra druksensatie. Deze pelote is verplaatsbaar.

De brace is door zijn vormgeving en materiaalkeuze comfortabel te dragen bij staande of zittende activiteiten. Thuis maar ook in de werkomgeving. De anatomische pasvorm is afgestemd op zowel mannen als vrouwen en garandeert een goed positiebehoud. Door de goede aansluiting aan het lichaam wordt de brace ongemerkt onder de kleding gedragen. De compressie is naar eigen voorkeur eenvoudig in te stellen. De brace is vervaardigd met Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microfvezels voelt het ruggedeelte zacht aan en blijft de huid droeg. De Push care Rugbrace is eenvoudig aan te leggen en kan probleemloos gewassen worden.

### INDICATIES

- Chronische specifieke lage rugklachten
- Bij rug belastende activiteiten (secundaire preventie)
- Pseudoradiculäre klachten (Ischias)

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingsteken. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

### AANMETEN / AANLEGGEN

De rugbrace is verkrijgbaar in 6 maten. De maat wordt bepaald door de omtrek van de taille. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste maat behorende bij de omtrek van de taille.

- ❶ Portez de rugbrace directement sur la peau ou sur vos sous-vêtements. Assurez-vous que le corset est placé au centre de la colonne vertébrale au niveau du bas du dos. Le fond du corset doit recouvrir les hanches.
- ❷ Pak de brace bij de onderrand en sluit het klettband. Breng hierbij spanning in het elastisch materiaal. Na het aanleggen moet de brace een comfortabele druk geven. Als u een knelend gevoel ervaart, moet de brace minder strak worden aangelegd. U kunt voor het sluiten ook gebruik maken van de handvatten.

### ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Sluit het klettband voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30 °C, fne wasje van handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (**niet** bij de verwarming of in een droogtrommel). De pelotte dient met de punt naar boven teruggeplaatst te worden ❸.

Voor een lange levensduur is het belangrijk uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

### BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stikraden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.

## SUPPORT LOMBAIRE PUSH CARE

### INTRODUCTION

Les produits Push care vous apportent des solutions efficaces lorsque votre liberté de mouvement a été restreinte par une blessure ou par un trouble. Approuvés par les médecins et par les scientifiques.

Votre nouveau corset lombaire est un produit Push care se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le nouveau corset lombaire Push care soulage la douleur en soutenant la colonne vertébrale au niveau des lombaires.

Les produits Push care sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une utilisation sans souci sont ainsi garanties.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser le corset lombaire Push care. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre corset lombaire Push care soulage des douleurs au bas du dos grâce à une pression répartie de manière égale. Un rembourrage doux et confortable exerce une pression supplémentaire localement sur le bas du dos. Ce rembourrage peut être déplacé.

De par sa conception et grâce aux matières utilisées, le corset est confortable à porter pendant des activités en station debout ou assis, à la maison et au travail. Son ajustement anatomique convient à la fois aux hommes et aux femmes et garantit une bonne conservation de la position. La forme juste au corps du corset le rend invisible sous vos vêtements. La pression peut être facilement ajustée à votre convenance. L'orthèse est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibras rend la partie arrière douce et maintient la peau sèche. Le corset lombaire Push care est facile à appliquer et se lave sans aucun problème.

### INDICATIONS

- Douleurs chroniques au bas du dos non spécifiques
- Activités contraignantes pour les dos (prévention secondaire)
- Douleurs pseudoradiculaires (sciatique)

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de l'orthèse. Evitez de serrer l'orthèse trop fort au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

### DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

Le corset lombaire est disponible en 6 tailles. Cette-ci est calculée en fonction du tour de taille. Le tableau sur l'emballage vous indique celle qui convient à votre tour de taille.

- ❶ Portez la cintura lombaire directement sur la peau ou sur vos sous-vêtements. Assurez-vous que le corset est placé au centre de la colonne vertébrale au niveau du bas du dos. Le fond du corset doit recouvrir les hanches.
- ❷ Tenez le corset par le bas et fermez la bande Velcro. Simultanément, tendez la matière élastique. Après l'avoir ajusté, le corset devrait exercer une pression confortable. Si la pression ressentie est trop forte, il faut lâcher un peu de mou dans le corset. Vous pouvez également utiliser les poignées pour fermer le corset.

### ISTRUZIONI DEL LAVAGGIO



Avant de laver, fermez le Velcro pour protéger l'orthèse et tout autre linge.

L'orthèse peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher l'orthèse à l'air libre (**pas** près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge). Le rembourrage doit être remis en place avec la pointe orientée vers le haut ❸.

Pour prolonger la durée de vie de l'orthèse, celle-ci devrait être séchée après avoir été utilisée et, au besoin, avant d'être rangée.

### ATTENTION

- L'utilisation appropriée de l'orthèse Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Son fonctionnement optimal ne peut être obtenu que si vous choisissez la bonne taille. Essayez l'orthèse avant de l'acheter afin de vérifier la taille. Le personnel professionnel de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière d'ajuster votre orthèse Push. Conservez les informations de produit afin de pouvoir relire les instructions d'ajustage ultérieurement.
- Consultez un spécialiste si le produit exige une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre orthèse Push avant chaque utilisation afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des pièces ou des coutures. L'efficacité de votre orthèse Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.

## CINTURA LOMBARE PUSH CARE

### INTRODUZIONE

I prodotti Push Care offrono soluzioni efficaci quando la vostra libertà di movimento è limitata da una lesione o da un disturbo. Sono inoltre approvati da medici e ricercatori.

La vostra nuova cintura lombare è un prodotto Push Care, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. La cintura lombare Push Care garantisce sollievo dal dolore sostenendo la colonna vertebrale.

I prodotti Push Care sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la cintura lombare Push Care, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande e/o osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra cintura lombare Push Care mitiga i disturbi lombari grazie ad una compressione distribuita regolarmente. Un'imbottitura morbida e comoda esercita un'ulteriore pressione locale sulla zona lombare. Questa imbottitura può essere spostata.

Grazie al suo design ed ai materiali utilizzati, la cintura lombare è comoda da indossare durante le attività da svolgere in piedi o seduti, sia a casa che al lavoro. La sua forma anatomica la rende idonea sia per gli uomini che per le donne, garantendo un buon mantenimento della posizione. La sua forma aderente al corpo la rende invisibile sotto gli indumenti. La compressione può essere facilmente regolata per soddisfare le vostre esigenze. Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte a contatto con la zona lombare morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La cintura lombare Push Care è facile da applicare e può essere lavata senza alcun problema.

### INDICAZIONI

- Disturbi lombari cronici specifici
- Indicata per attività in cui la zona lombare viene sottoposta a sforzo intenso (prevenzione secondaria)
- Radicolopatia lumbosacrale (sciatica)

Non vi sono disturbi noti che scongiolino l'uso del prodotto. Evitate di applicare il prodotto troppo all'inizio.

Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

### COME STABILIRE LE GIUSTE DIMENSIONI/LA GIUSTA TAGLIA

La cintura lombare è disponibile in 6 diverse taglie. Le dimensioni vengono determinate dalla circonferenza della vita. Nella tabella riportata sulla confezione potrete individuare le dimensioni corrispondenti alla vostra vita.

- ❶ Indossate la cintura lombare a contatto con la pelle o sui vostri indumenti intimi. Vi preghiamo di assicurarvi che la cintura sia posizionata al centro della colonna vertebrale al livello della zona lombare. La parte inferiore della cintura deve coprire i fianchi.
- ❷ Tenete la cintura nella parte inferiore e chiudete la striscia velcro. Nel fare ciò, mettete in tensione il materiale elastico. Una volta indossata, la cintura dovrebbe esercitare una pressione gradevole. Se la pressione avvertita è eccessiva, si consiglia di allentare la cintura. Per chiudere la cintura potete anche utilizzare le apposite impugnature.

### ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Prima del lavaggio, chiudete la striscia Velcro per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30 °C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggio.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (**non** nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria). Sostituire l'imbottitura con la punta rivolta verso l'alto ❸.

Per prolungare la durata del prodotto vi consigliamo di asciugarlo dopo l'uso, se necessario, prima di conservarlo.

### IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito soltanto se si sceglie la misura giusta. Provate il prodotto prima di acquistarlo, per controllare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita vi spiegherà in che modo indossare al meglio il prodotto Push. Conservate le informazioni sul prodotto, così da poterle consultare in seguito.
- Consultate uno specialista nel caso in cui il prodotto dovesse essere adattato alla vostra persona.
- Prima di usare il prodotto Push controllate sempre che non presenti segni di usura o un invecchiamento di parti o cuciture. Le prestazioni ottimali del prodotto Push possono essere garantite solo se il prodotto è completamente integro.

## ESPALDERA PUSH CARE

### INTRODUCCIÓN

Los productos Push care aportan soluciones allí en donde se ve restringida la libertad de movimientos debido a lesiones o traumatismos. Están recomendados por médicos y científicos.

La nueva espaldiera es un producto Push care caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. Garantiza un alivio del dolor apoyando las vértebras lumbares.

Los productos Push care son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmerado cuidado. Esto asegura el máximo de seguridad y un fácil uso.

Antes de usar la espaldiera Push care, lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La espaldiera Push care proporciona un alivio de las dolencias lumbares gracias a la compresión distribuida uniformemente. Un almohadado suave y cómodo aplica una presión adicional localmente en la región lumbar. Este almohadado se puede quitar si se desea.

Gracias a su diseño y a los materiales empleados, el soporte resulta cómodo de llevar tanto si se está de pie como si se están realizando actividades sentado, bien sea en casa o en el trabajo. Su ajuste anatómico resulta apropiado tanto para hombres como para mujeres, garantizando una buena retención de la posición. El apretado ajuste al cuerpo lo hace invisible bajo las ropas. Se puede ajustar fácilmente la compresión para adaptarse a sus preferencias. La espaldiera está hecha de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras es agradable para la espalda y mantiene la piel seca. La espaldiera Push care es fácil de aplicar y se puede lavar sin problemas.

### INDICACIONES

- Dolencias lumbares crónicas no específicas.
- Para cuando se realizan actividades que puedan producir distensiones musculares en la espalda (prevención secundaria).
- Dolencias seudoradiculares (ciática).

No se conocen trastornos que impidan el uso de la espaldiera. Evítese una colocación excesivamente apretada al principio.

El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa, es aconsejable consultar con el médico o el fisioterapeuta.

### DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO / AJUSTE

La espaldiera se encuentra disponible en 6 tallas. La talla se determina por la circunferencia de la cintura. El cuadro que viene en el envoltorio muestra la talla correcta de la espaldiera para su cintura.

- ❶ Póngase la espaldiera directamente sobre la piel o sobre la ropa interior. Asegúrese de que está colocada en el centro de la columna vertebral al nivel de la región lumbar. La parte inferior de la espaldiera cubre las caderas.
- ❷ Sujete la espaldiera en la parte inferior y cierre la banda de velcro. Al hacerlo, tense el material elástico. Después de ajustarla, la espaldiera deberá ejercer una presión que no moleste. Si queda muy apretada, deberá aflojarse un poco. También puede usar los elementos de agarre para cerrar más la espaldiera.

### ISTRUZIONI DEL LAVADO



Antes de proceder con su lavado, cierre el velcro para proteger la espaldiera y el resto de ropas.

Se puede lavar a una temperatura de hasta 30 °C en un programa de tejidos delicados o a mano. No emplee nunca agentes blanqueadores.

Podé ser usado un ciclo de centrifugación moderado: en segunda, pendure a ligadura para secar ao ar livre (**não** nas proximidades de uma fonte de calor nem num secador). É necessário que a almofada seja substituída com o ponto para cima ❸.

Para alargar su vida útil, deberá secarse después de su uso y antes de guardarla.

### IMPORTANTE

- Para un correcto uso de la espaldiera, solicite el diagnóstico de un médico u fisioterapeuta.
- Sólo se podrá conseguir un funcionamiento óptimo seleccionando el tamaño adecuado. Ajustese a la espaldiera antes de comprarla para comprobar su tamaño. Los profesionales de los puntos de venta le explicarán la mejor forma de hacerlo. Conserve la información del producto para poder volver a leerla más adelante.
- Consulte con un especialista si el producto requiere una adaptación personalizada.
- Compruebe si hay signos de uso o desgaste en las diferentes partes y costuras de la espaldiera cada vez que la use. Sólo se garantiza un rendimiento óptimo la espaldiera si el producto está intacto.

Push® es una marca registrada de Nea International bv, Casilla Postal 305, 6199 ZN Maastricht-Airport, Países Bajos. [www.push.eu](http://www.push.eu)

## LIGADURA DE COSTAS PUSH CARE

### INTRODUÇÃO

Os produtos Push Care oferecem soluções eficazes quando a sua liberdade de movimentos está limitada por uma lesão ou desordem. Aprovado por médicos e cientistas.

A sua nova ligadura de costas é um produto Push Care, caracterizado por um elevado nível de eficácia, conforto e qualidade. A ligadura de costas Push care garante o alívio da dor ao suportar a coluna vertebral lombar.

Os produtos Push Care são inovadores e fabricados com todos os cuidados. Isso assegura segurança máxima e utilização simplificada.

Leia atentamente a informação do produto antes de usar a ligadura de costas Push Care. Em caso de dúvidas, consulte o seu revendedor ou envie um e-mail para [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A sua ligadura de costas Push care oferece alívio para as queixas na zona lombar ao distribuir uniformemente a compressão. Uma almofada macia e confortável aplica localmente uma pressão adicional nas costas. Esta almofada pode ser removida.

Devido à sua concepção e materiais usados, o uso da ligadura é confortável durante as atividades em pé ou sentado, tanto em casa como no trabalho. A adaptação anatómica é adequada tanto para homens como para mulheres, e garante uma boa retenção de posição. O ajustamento da ligadura ao corpo torna-a invisível por baixo da roupa. A compressão pode ser facilmente ajustada para se adequar às suas preferências. A ligadura é feita de Sympress™, um material confortável de alta qualidade. A utilização de microfibras faz sentir o avesso macio e conserva a pele seca. A ligadura de costas Push Care é

## PUSH背部保護サポーター

はじめに

Push 保護製品は、動作の自由が狭気または障害によって制限される場合の有効な解決策を提供します。これは医師と科学者により承認されています。

新しい背部サポーターのPush 保護製品は、高水準の機能と快適性と品質を特色としています。Push 背部保護サポーターは、腰痛の発症を予防することによって鎮痛を促進します。

Push保護製品は革新的で、ユーザーのために大きな配慮をして製造されており、これにより最大の安全と心配のない使いが確実になります。

Push背部保護サポーターを使う際には、製品情報よりご確認ください。ご購入の場合は、販売店にお問い合わせいただく、info@push.euへ電子メールでご連絡ください。

### 製品特徴

Push背部保護サポーターは、均一に加圧分散により低背部の病訴からの開放をします。柔軟かつ快適なパッドは低背部にたいし局部的に付加的な圧力を与えます。このパッドは動かすことができます。

そのデザインと使用材料のため、サポーターは仕事中や在宅中、又、立位時や車駕時を問わず快適に着用することができます。その解剖学的整合性は、男女に拘らず適しており良い位置を保持することを保証します。サポーターの体への密着性のため衣服の上からは分かりません。加圧はあなたの好みに合わせて容易に調節することができます。サポーターは高品質で心地良い材質のSympress™でできており、微小繊維が使用されているため背中部分は柔らかく感皮膚は乾燥しません。Push 背部保護サポーターは、使用が簡単で問題なしに洗濯することができます。

### 効能

- 慢性非特異的低背部病訴
- 背中を痛めている活動（二次的の防止）に対処
- 慢性小根病訴（座骨神経痛）
- サポーターを着けることができないか、着けるべきではないと言う 障害者のケースはありません。始めは、サポーターをあまりきつく適用することを避けてください。

痛みは常に警告の徴候です。痛みが持続するかの病訴が悪化する場合には、医師または理学療法士と相談されることをおすすめします。

### サイズ・整合の決定

背部サポーターには16つのサイズがあります。サイズは、ウエストの周りで測定します。バックジップの表に、あなた のウエストの正しいサポーターサイズがあります。

- サポーターは潮肌に直接または下着の上に着用してください。サポーターは低背部の高さを脊柱の中央に位置するよう確かめてください。サポーターの底でヒップをカバーします。
- サポーターを底で持ち、ベルクロを閉じて伸縮材に張力をかけてください。フィットし終わったら、サポーターから快適な圧力が掛かるはずです。圧力が強すぎる場合には、サポーターを緩めてください。サポーターを締めるためにリップを使うこともできます。

### 洗濯に関して

洗濯の前に、サポーターと他の洗濯物を保護するために、ベルクロを閉じてください。

サポーターは、>30度の温度の洗濯機で 注意が必要な繊維サイクルまたは手で洗濯することができます。漂白剤は使用しないでください。ゆるやかな回転乾燥サイクルは使うことができます。その後、サポーターを大気中に取り（熱源の近くや回転式乾燥機以外で）乾かしてください。パッドの取り換えは上向きポイントのところで行ってください☺。

サポーターの使用を長持ちさせるため、必要に応じ使用後は保管前に乾燥させるようにしてください。

### 重要

- Pushサポーターの適正使用には、医師または理学療法士による診断を必要とする場合があります。
- 最適な機能は、正しいサイズを選ぶことによるのみ出すことができます。購入の前に、そのサイズをチェックするために、サポーターのフィット具合を試してみてください。販売店の専門家がPushサポーターを合わせるためのベストな方法をご説明します。後で合わせる際に指示書を再読する必要があるため、製品情報を保存しておいてください。
- 製品につき個々の整合が必要な場合は、専門家に相談ください。
- Pushサポーターを使う前に、担振や部品または縫い目のほころび等の徴候をチェックしてください。Pushサポーターの最適な効能は、製品が完全に無傷である場合にのみ保証することができます。

Push® は、オランダのNea International bv 社、P.O.Box 305, 6199 ZN Maastricht-Airport, Netherlandsの商標登録です。www.push.eu

## ČESKY

### BANDÁŽ ZAD PUSH CARE

### ÚVOD

Výrobek Push care představují účinné řešení tam, kde je volnost tělesného pohybu v důsledku úrazu nebo poruchy omezená. Schvalují je lékaři i vědci.

Vaše nová bandáž zad je výrobkem Push care, jehož charakteristikou je vysoká efektivnost, pohodlnost a kvalita. Bandáž zad Push care podporuje bederní páteř a tím zajišťuje zmírnění bolesti.

Výrobkům Push care je při jejich výrobě vědnová nejvyšší péče a mají moderní konstrukci. Tím je zajištěna jejich maximální bezpečnost a lze je nosit zcela bez obav.

Před použitím bandáže zad Push care si dobře prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

#### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Bandáž zad Push care díky rovnoměrné rozložení tlaku přináší úlevu při oběživých v dolní části páteře. Lokální tlak na dolní část páteře je vyvíjen navíc s pomocí měkké a pohodlné podušky. Tuto podušku lze odstranit.

Díky své konstrukci i použitým materiálům je bandáž pohodlná při činnostech jak vstope, tak vsedě, doma i v zaměstnání. Anatomické tvarování je vhodné pro muže i pro ženy a zaručuje, že bude poloha dobře fixována. Bandáž sedí těsně na těle, takže není pod obléčením vůbec vidět. Kompresi můžete nastavit tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Bandáž je vyrobena z vysoce kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlákna, je bandáž zad měkká a udržuje pokožku suchou. Bandáž zad Push care se snadno používá a lze jí bez problémů práť.

#### INDIKACE

- Chronické nespecifické obtíže v dolní části páteře
- Při činnostech se zážití páteře (sekundární prevence)
- Pseudoradikulární obtíže (ischias)
- Pseudoradikulární obtíže (ischias)

Není známa žádná porucha, při které by se bandáž nedala nebo nesměla nosit. Zpočátku dávajte pozor, abyse bandáž přiléh neutahovali.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtíže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

#### STANOVENÍ SPRÁVNÉ VELIKOSTI / NASAZOVÁNÍ

Bandáž zad se dodává v 6 velikostech. Velikost je určena obvodem pasu. Správnou velikost bandáže podle obvodu pasu určíte pomocí tabulky na obalu.

① Bandáž zad se nosí přímo na těle nebo na spodním prádle. Dbejte, aby bandáž spočívala uprostřed páteře na úrovni spodní části zad. Spodek bandáže kryje kyčle.

② Držte bandáž dole a zavřete suchý zip. Přitom napněte elastický materiál. Po nasazení by měla bandáž vyvíjet mírný tlak. Pokud bandáž přiléhá těsně, uvolněte ji. K uzavření bandáže lze rovněž použít svorky.

### PRÁNÍ

🧺 🗄 🪥 🪣 🔄

Před praním k ochraně bandáže i ostatního prádla uzavřete suchý zip. Bandáž se dá práť při teplotách do 30 °C v režimu jemných tkanin nebo v ruce. Běhčí přípravy nepoužívejte.

- Než si bandáž vyzkoušíte, abyste si ověřili, že jste si vybrali správnou velikost i pokud si bandáž vyzkoušíte, abyste si ověřili, že jste si vybrali správnou velikost. Ják se bandáž Push správně nasazuje, vám vysvětlí prodejní personál. Informace o výrobku si uschovejte, abyste se k návodu mohli později vrátit.
- Pokud výrobek vyžaduje individuální úpravu, poraďte se s odborníkem.
- Než si bandáž Push nasadíte, vždy si j prohlédněte, abyste vás postihl případné známky opořbení nebo stárnutí součástí nebo švů. Optimální funkci lze u bandáže Push začít jen tehdy, je-li výrobek zcela neporušený.

## UCISKOWY PAS OCHRONNY KRĘGOSŁUPA

### WSTĘP

Produkty ortopedyczne firmy NEA International wykonane zostały z materiałów „elastycznych” dopasowujących się do kształtu ciała. Wywierają one odpowiedni, przdatynny w leczeniu nacisk. Mimo swego elastycznego charakteru nie odparząją i nie macerują one skóry dając choremu petyry komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Pas ochronny kręgosłupa lejdźwiowego jest ochronnym produktem uciskowym, charakteryzującym się wysoką skutecznością i jakością. Dzięki stabilizacji pośredniej lejdźwiowego odcinka kręgosłupa zapewnia zmniejszenie bólu. Nasze produkty są nowatorskie i wytwarzają się je z ogromną dokładnością. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, pas ochronny zapewnia znaczną swobodę ruchów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Przed użyciem pasa należy uważnie przeczytać informację dotyczącą tego produktu. Wszelkie zapytania proszę kierować do sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@push.eu.

### OPIS PRODUKTU

Uciskowy pas ochronny kręgosłupa dzięki równo rozłożonemu uciskowi daje możliwość prawidłowego ustawienia kręgosłupa poprzez wsparcie go trzewiami (pośrednią stabilizacją) co znacznie zmniejsza lub ususza dolegliwości dolniej części kręgosłupa. Wygodna miękka wkładka, którą można przesuwać, pozwala na zwiększenie miejscowego nacisku w dolnym odcinku kręgosłupa.

Dzięki odpowiedniemu kształtowi oraz materiałom użytym do jego produkcji, pas można używać zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej, w domu oraz w pracy. Anatomiczne dopasowanie pasa jest odpowiednie dla kobiet i dla mężczyzn i zapewnia utrzymywanie właściwej postawy. Pas przylega do ciała, w związku z tym nie wiadać go spod ubrania. Nacisk można regulować zgodnie z zapotrzebowaniem. Pas wykonano z wysokiej jakości materiału Sympress™. Wykorzystanie mikroskopijnych włókien daje uczucie komfortu oraz zapewnia suchosć skóry. Pas jest łatwy w użyciu, a jego pranie nie stwarza problemu.

### WSKAZANIA

- Przewlekłe bóle lejdźwiowego odcinka kręgosłupa.
- Zabezpieczenie przy wykonywaniu czynności obciążających kręgosłup (prevencja wtórna)
- Pseudoradikulární panaszok (isiäsz)

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fellamálása esetén a rögzítőt nem lehet vagy az oldalon viselni. Kezeléden ne hüzza túl szorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelmenktől. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvosát.

### WYBÓR ROZMIARU/DOPASOWANIE

Pas jest dostępny w 6 rozmiarach. Rozmiar zależy od obwodu w talii. Tabela zamieszczenia w opakowaniu zawiera informacje uzależnione od obwodu w talii.

① Pas należy założyc bezpośrednio na skórę lub też bliżej w polowie długości odcinka piersiowego w dolnej części kręgosłupa. Dół pasa powinien przykrywać biodra.

② Przyczytnując pas za jego dolny brzeg należy zipać resp. Podczas tej czynności elastyczny materiał ulega napięciu. Po dopasowaniu pas powinien dawać uczucie wygodnego nacisku. Jeżeli nacisk jest zbyt silny, należy poznaćnic pas. Aby zipaćnic pas można użyć uchwytyw.

### KONSERWACJA

🧺 🗄 🪥 🪣 🔄

W celu zabezpieczenia ortczy podczas prania, należy pozapinać „rzepy” i umieścić ortczę w bawełnianym woreczku. Prac w temperaturze nie przekraczającej 30 °C w prale lub ręcznie. Nie należy używać środków wybielających. Można zastosować delikatne odwirowanie. Po upraniu produkt należy suszyc w wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki lub w pobliżu grzejnika). Wkładkę należy ponownie umieścić na miejscu tak, aby kropka skierowana w górę ❸.

### UWAGA

- Właściwe korzystanie z ortczy może wymagać porady lekarza lub rehabilitanta.
- Optymalne funkcjonowanie ortczy można uzyskać tylko w przypadku odpowiedniego dobrania rozmiaru. W związku z tym przed zakupem należy upewnić się, czy rozmiar jest właściwy. W razie wątpliwości w razie potrzeby sprzedawca.
- W przypadku, gdy niezbędne jest indywidualne dopasowanie produktu, należy skontaktować się ze specjalistą.
- Każde użycie ortczy powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie pojawiły się przetarcia elementów ortczy lub jej szwów. Jedynie nieuszkodzony produkt daje gwarancję optymalnego działania.

Push® jest zarejestrowaną marką firmy Nea International bv, P.O. Box 305, 6199 ZN Maastricht-Airport, The Netherlands
www.push.eu

## PUSH CARE DERÉKRÖGZÍTŐ

### BEVEZETÉS

A Push care termékék hatékony megoldást kínálnak, ha az Ön mozgásának szabadságát egy sérülés vagy rendellenesség korlátozza. A védőpántok orvosc és tudosc jóváhagyásával készülnek.

Az Ön új derékörgztője egy olyan Push care termék, melyet magas szintű hatékonyság, kényelem és minőség jellemez. A Push care derékörgztő az ágyéki csigolyák támasztása után fájdalomcsillapítást biztosít.

A Push care termékék újítást hoznak, és a legnagyobb gondossággal készülnek az Ön részére. Ez elősegíti a legnagyobb biztonságot és a gondtalan használatot.

A Push care derékörgztő használatát előt gondosan olvassa el a termékajánkozatot. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük forduljon vizszontelőadójához, vagy küldjön e-mail-t az info@push.eu internet címre.

#### TERMÉK ISMERTETŐJEGYEK

Ditt Push care derékörgztője az alsó hátí fájdalmak csökkenését biztosítja, egyenletesen elosztva a kompressziót. Egy lágy, kényelmes párna további helyt nyomatást fejt ki a hát alsó részére. Ez a párna leveles.

A kivitelezés és a használatú anyagok miatt a rögzítő kényelmes használni álló vagy ülő tevékenység során, mind otthon, mind munkában. Az anatómiai illeszkedése megfelelő férfiak és nők számára is, és biztosítja a jó testtartást megrőzését. A rögzítő testhez álló kiképzése miatt láthatatlan az Ön ruhája alatt. A szorosság az Ön igényeinek megfelelően állítható. A rögzítő Sympress™-ből, egy jó minőségű, kényelmes anyagból készül. A mikroszáálak használatá a hátsó részt lágy tapintatúná teszi és szorosan tartja a bőrt. A Push care derékörgztőt könnyű használni, és minden probléma nélkül mosható.

#### JAVALLATOK

- Krónikus, nem specifikus alsó hátí panaszok
- För aktivíter med ryggstörcíckning (sekundär prevention)
- Paszudoradikuláris panaszok (isiäsz)

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fellamálása esetén a rögzítőt nem lehet vagy az oldalon viselni. Kezeléden ne hüzza túl szorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelmenktől. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvosát.

### A MÉRET MEGHATÁROZÁSA / ILLESZKEDÉS

A derékörgztő 6 méretben kapható. A méretet a derék körfogata határozza meg. A dobozon lévő címke mutatja a derék körfogatának megfelelő rögzítő méretet.

① Horász a derék rögzítőt közvetlenül a bőr felett, vagy az alsónemő felett. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a rögzítő derékátján a gerincoszlop középeéhez legyen helyezve. A rögzítő alsó része befedi a csípőket.

② Ha ajánlani fogva tartsa meg a rögzítőt, majd zárja a tépőzárát. Eközben feszítse meg a rugalmas anyagot. Az felhelyezést követően gyenge nyomást kell biztosítania. Amennyiben a nyomás túl nagy lenne, a rögzítőt meg kell lazítania. A fogantyúkat is használhatja a rögzítő zárásához.

### TISZTÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

🧺 🗄 🪥 🪣 🔄

Mosás előtt zárja a tépőzárát, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyszet. A rögzítőt 30 °C-ig mosható, lágy textil programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt.

Egy óvatos centrifuga programot használhat: ezután akassa fel a rögzítőt hogy a szabad levegő száradjon (ne hofórás közöelében vagy szárítógépében). A párna cseréjekor a pont legyen felfelé ❸.

A rögzítő élettartamának megnövelése érdekében – amennyiben szükséges- szártás meg használat után, mielőtt elrakná.

#### FONTOS

- A Push rögzítő megfelelő használatához orvos kórisméje szükséges.
- A legkedvezőbb működéset csak a megfelelő méret kiválasztása esetén érheti el. Vásárlás előtt próbálja fel a rögzítőt, hogy ellenőrizze a méretét. Az Ön vizszontelőadójának szakértő személyzete segít Önnek kiválasztani a megfelelő méretű Push rögzítőt. Örtze meg a termékajánkozatot, hogy a megfelelő előírások később öra élváshassa.
- Keresse fel a szakembert, ha a termék egyéni átalakítást igényel.
- Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze az Ön Push rögzítőjét, hogy nem látszanak-e elhordás, vagy előregedés jelei az alkatrészekzen vagy a varrásokban. Az Ön Push rögzítője csak akkor tudja a legkedvezőbb teljesítményt nyújtani, ha a termék teljesen sérletlen.

A Push® a Nea International bv regisztrált védjegye, P.O. Box 305, 6199 ZN Maastricht-Airport, Hollandia
www.push.eu

## PUSH CARE-RYGGSTÖD

### INLEDNING

Push care-produkterna tillgodosör effektivt dina problem när din rörelsefrihet är begränsad efter en olycka eller en rubning. Godkändta av läkare och vetenskapsmän.

Ditt nya ryggstöd är en Push care-produkt. Karakteristiskt för Push care-produkterna är höggradig effektivitet, komfort och kvalitet. Push care-ryggstödet ger smärtlindring genom att stöda lumbartvertebralkolonnen.

Push care-produkterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Det säkerställer maximal säkerhet och bekymmerslös användning.

Läs produktvejledningen från Push care noga innan du använder ditt ryggstöd. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till info@push.eu om du undrar över något.

#### PRODUKTKARAKTERISTIK

Ditt Push care-ryggstöd avlastar vid besvär i den nedre delen av ryggen genom enhetligt fördelat tryck. En mjuk och komfortabel dyna bringar ytterligare tryck lokalt mot den nedre delen av ryggen. Dynan kan flyttas.

Till följd av stödets form, och de material som används, är det bekvämt att ha stödet på sig vid sysslor i stående eller sittande ställning – såväl hemma som på arbetet. Den anatomiska passformen lämpar sig för både män och kvinnor och säkerställer en god positionshållning. Stödet gods anliggning mot kroppen gör det osynligt under kläderna. Det är lätt att anpassa trycket efter dina egna önskemål. Stödet är tillverkat av Sympress™ – ett komfortabelt material av hög kvalitet. Dragen af mikrofibrer gör rygdelen blöd och holder huden torr. Push care-ryggbälten är let att anvende og kan uden problemer vaskes.

### INDIKATIONER

- Kroniska ospecificke symptomer i den nedre ryg
- För aktivíter med ryggstörcíckning (sekundär förebyggelse)
- Pseudoradikuläre symptomt (iskías)

Det finns inga kända rubningar för vilka stödet inte ska eller bör användas. Undvik att ha stödet för hårt spånt i början.

Smärta är alltid en varningssignal. Om smärtan inte går över, eller problemen förvärras, bör du kontakta din läkare eller terapeut.

### BESTÄMMA STORLEK/PASSFORM

Ryggstödet finns i 6 storlekar. Storrelsen afhänger af taljens omkreds. Tabellen på pakken viser den korrekta storrelse för et bälte til din talje.

① Bär ryggbälten direkte på huden eller under tøjtet. Sørg for, at bælten sidder midt på ryggsjelen på den nedre ryg. Bæltets nederste kant dækker hofterne.

② Hold nederst i bæltet, og luk Velcrobåndet. Stræk det elastiske materiale, når du lukker. Når den er sat på, skal bæltet give et behageligt tryk. Hvis bæltet føles for stramt, skal det løses. Du kan også bruge holderne til at lukke bæltet.

③ Håll i stödet underkant och förslut kardborrbandet. Spånn det elastiska materialet när du gör det. När du tagit på stödet ska du känna ett komfortabelt tryck. Hús bandajsen föles för stramt, bör den lösas. Du kan även använda handgreppen för att dra samman stödet.

#### TVÅTTANVISNINGAR

🧺 🗄 🪥 🪣 🔄

Stång kardborrbandsförslutningen innan du tvättar stödet för att skydda både det och den övriga tvätten. Stödet kan tvättas vid temperaturer på upp till 30 °C – antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Använd inte blekmedel. Lättare centrifugering är OK. Hång sedan stödet på tork – helst utomhus (hång det inte nära en värmekälla och torka det inte i en torktumlare). Dynan ska sättas tillbaka med spetsen uppåt ❸. Stödet håller länge om man alltid låter det torka efter användning innan man lägger undan det.

### VIKTIGT

- Korrekt brug af Push-støten kan kræve, at der stilles diagnose af en læge eller behandler.
- Optimal funktion opnås kun ved at vælge den rigtige størrelse. Prøv støtten, før du køber den, for at kontrollere størrelsen. Flagigt personale hos forhandleren kan forklare, hvordan du bedst tilpasser Push-støtten. Gem produktvejledningen, så du kan læse tilpasningsinstruktionerne igen senere.
- Konsulter en specialist, hvis produktet kræver individuel tilpasning.
- Kontroller Push-støttens dele og sømme for tegn på slid eller aldel før hver brug. Optimal funktionsevne for Push-støtten garanteres kun, hvis produktet er helt intakt.

Push® är ett registrerat varumärke av Nea International bv, P.O. Box 305, 6199 ZN Maastricht-Airport, Nederlandna
www.push.eu

## PUSH CARE-RYGBÆLTE

### INLEDNING

Push care-produkter tilbyder effektive løsninger, når din bevægelsesfrihed er begrænset af en skade eller en sygdom. Godkendt af læger og forskere.

Dit nye rygbælte er et Push care-produkt, der er kendetegnet ved et højt effektivtets-, komfort- og kvalitetsniveau. Med Push care-rygbællet, der stabiliserer ryggsjelen i lænderegionen, er du garanteret smertelindring ved å støtte korsryggen.

De innovative Push care-produktene er produsert med største omhu for din velvære. Dette sikrer maksimal sikkerhet og problemfri bruk.

Garanteres maksimal sikkerhet og problemfri bruk.

Læs produktvejledningen grundigt, før du bruger Push care-rygbællet. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte forhandleren eller sende en e-mail til info@push.eu.

#### PRODUKTBESKRIVELSE

Push care-rygbæltet afhjælper symptomer i den nedre ryg ved hjælp af en jævn trykfordeling. En blød, behagelig pude giver et yderligere tryk lokalt på den nedre ryg. Puden kan fjernes.

Bæltet er pga. sit design og de anvendte materialer behageligt at have på, hvad enten du står eller sidder, er på arbejde eller hjemme. Den anatomiske pasform passer til både mænd og kvinder og garanterer god stillingsfastholdelse. Bæltet sidder tæt til kroppen og er derfor usynligt under tøjtet. Trykket kan let justeres, så det passer til dit behov. Støtten er fremstillet af Sympress™, et behageligt materiale i høj kvalitet. Bruget af mikrofibrer gør rygdelen blød og holder huden tør. Push care-ryggbælten er let at anvende og kan uden problemer vaskes.

#### INDIKATIONER

- Kroniske ikke-specificke symptomer i den nedre ryg
- Til aktiviteter, der belaster ryggen (sekundær forebyggelse)
- Pseudoradikulære symptomt (iskías)

Der er ingen kendte lidelser, ved hvilke støtten ikke kan eller bør anvendes. Ungdå at sætte støtten for stramt på i begyndnelsen.

Smerte er altid et varselssymptom. Hvis smerten vedvarer eller symptomet forværres, bør du konsultere din læge eller behandler.

### STØRRELSE/TILPASNING

Ryggbæltet findes i 6 størrelser. Storrelses afhænger af taljens omkreds. Tabellen på pakken viser den korrekte størrelse for et bælte til din talje.

① Bær ryggbæltet direkte på huden eller under tøjtet. Sørg for, at bæltet sidder midt på ryggsjelen på den nedre ryg. Bæltets nederste kant dækker hofterne.

② Hold nederst i bæltet, og luk Velcrobåndet. Stræk det elastiske materiale, når du lukker. Når den er sat på, skal bæltet give et behageligt tryk. Hvis bæltet føles for stramt, skal det løses. Du kan også bruge holderne til at lukke bæltet.

#### VASKEANVISNING

🧺 🗄 🪥 🪣 🔄

Luk Velcrobåndet før vask for at beskytte støtten og evt. andet vasketøj. Støtten kan vaskes ved temperaturer op til 30 °C i hånden eller på et vaskesprogram til sart materiale. Ungdå blegemidler.

Støtten kan tvættas vid temperaturer på upp till 30 °C – antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Använd inte blekmedel. Lättare centrifugering är OK. Hång sedan stödet på tork – helst utomhus (hång det inte nära en värmekälla och torka det inte i en torktumlare). Dynan ska sättas tillbaka med spetsen uppåt ❸.

For å forlange støttens levetid, skal den om nødvendigt tørre efter brug, før den lægges på plads.

#### VIKTIGT!

- Korrekt brug af Push-støtten kan kræve, at der stilles diagnose af en læge eller behandler.
- Optimal funktion opnås kun ved at vælge den rigtige størrelse. Prøv støtten, før du køber den, for at kontrollere størrelsen. Flagigt personale hos forhandleren kan forklare, hvordan du bedst tilpasser Push-støtten. Gem produktvejledningen, så du kan læse tilpasningsinstruktionerne igen senere.
- Konsulter en specialist, hvis produktet kræver individuel tilpasning.
- Kontroller Push-støttens dele og sømme for tegn på slid eller aldel før hver brug. Optimal funktionsevne for Push-støtten garanteres kun, hvis produktet er helt intakt.

## PUSH CARE-RYGGSTØ